

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-dwuosiowymi-k-03-p-7707.html>



Stabilizator stawu kolanowego z szynami dwuosiowymi K-03

Numer katalogowy **9935**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- wzmocnienia boczne – dwuosiowe szyny
- zapewnia najwyższy stopień stabilizacji w przypadkach przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana oraz urazów więzadeł krzyżowych (przedniego: ACL lub tylnego: PCL), połączonych z niestabilnością
- hroni przed przeprostem
- stabilizuje rzepkę
- eliminuje bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami, zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając
- układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- dostępny w kolorach niebieskim i czarnym

Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):

S 32,0-35,0 **M** 35,0-38,0 **L** 38,0-41,0 **XL** 41,0-46,0 **XXL** 46,0-51,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL