

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-dwuosiowymi-z-regulacja-kata-air-flex-k-21-p-7718.html>



Stabilizator stawu kolanowego z szynami dwuosiowymi z regulacją kąta Air-FleX K-21

Numer katalogowy **9946**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego materiału AIR-FLEX™ zapewniającego naturalny proces cyrkulacji powietrza
- wzmocnienia boczne - dwuosiowe szyny z regulacją kąta zgięcia i wyprostu (klinowy system regulacji zapewniający minimalne rozmiary szyny)
 - zapewnia komfort termiczny i właściwe odprowadzenie wilgoci.
 - zapewnia najwyższy stopień stabilizacji w przypadkach przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana oraz urazów więzadeł krzyżowych (przedniego ACL lub tylnego PCL), połączonych z niestabilnością
- chroni przed przeprostem
- stabilizuje rzepkę
- eliminuje bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami, zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego

Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):

S 32,0-35,0 **M** 35,0-38,0 **L** 38,0-41,0 **XL** 41,0-46,0 **XXL** 46,0-51,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL