

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-dwuosiowymi-z-regulacja-kata-air-flex-k-25-p-7722.html>



## Stabilizator stawu kolanowego z szynami dwuosiowymi z regulacją kąta Air-FleX K-25

Numer katalogowy **9950**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego materiału AIR-FLEX™ zapewniającego naturalny proces cyrkulacji powietrza
- wzmocnienia boczne – dwuosiowe szyny z regulacją kąta zgięcia i wyprostu (klinowy system regulacji zapewniający minimalne rozmiary szyny)
- zapewnia komfort termiczny i właściwe odprowadzenie wilgoci.
- zapewnia najwyższy stopień stabilizacji w przypadkach przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana oraz urazów więzadeł krzyżowych (przedniego ACL lub tylnego PCL), połączonych z niestabilnością
- chroni przed przeprostaniem
- stabilizuje rzepkę
- eliminuje bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami, zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego

#### **Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):**

**S** 32,0-35,0 **M** 35,0-38,0 **L** 38,0-41,0 **XL** 41,0-46,0 **XXL** 46,0-51,0

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL