

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-elastycznymi-k-08-p-7712.html>



Stabilizator stawu kolanowego z szynami elastycznymi K-08

Numer katalogowy **9940**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- wzmocnienia boczne – elastyczne szyny
- dodatkowe zapięcie krzyżowe wspomaga stabilizację więzadeł
- zapewnia najwyższy stopień stabilizacji w przypadkach przyśrodkowych i bocznych niestabilności kolana oraz urazów więzadeł krzyżowych (przedniego: ACL lub tylnego: PCL), połączonych z niestabilnością
- stabilizuje rzepkę
- eliminuje bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami, zapewniając odciążenie i stabilizację stawu kolanowego
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy

Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):

S 32,0-35,0 **M** 35,0-38,0 **L** 38,0-41,0 **XL** 41,0-46,0 **XXL** 46,0-51,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL