

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-otwarty-p-1594.html>

Stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty

Numer katalogowy	TGO-C SK-O 504
------------------	-----------------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego z szynami otwarty wykonany jest z elastycznego materiału, który posiada bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci, materiał wpływa również na utrzymanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania.

Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Policentryczne szyny stabilizują niestabilny staw kolanowy w kierunku bocznym i przyśrodkowym.

Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie. Stabilizator posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego, występuje w wersji otwartej, w której jego dolna i górna część zapinane i regulowane są przy pomocy rzepów. Dzięki temu jest łatwy w zakładaniu szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności lub osób starszych.

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- przeciążenia stawu
- w leczeniu zachowawczym
- po unieruchomieniu w procesie rehabilitacyjnym

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI (cm)	DŁUGOŚĆ (cm)
S	34-36	30
M	36-38	30
L	38-41	30
XL	41-44	30
XXL	44-47	30

REGULACJA KĄTA

ZGIĘCIE	0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
WYPROST	0°, 20°, 30°, 40°

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL