

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-szynami-zamkniety-p-1593.html>

Stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty

Numer katalogowy	TGO-C SK-Z 502
------------------	-----------------------

Producent	Timago
-----------	---------------

Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego z szynami zamknięty wykonany jest z elastycznego materiału, który posiada bardzo dobre właściwości w zakresie przepuszczalności powietrza i odprowadzania wilgoci, materiał wpływa również na utrzymanie stabilnej temperatury nie powodując przegrzewania.

Posiada otwór w części centralnej z piankowym pierścieniem pozycjonującym stabilizator i odciążającym rzepkę. Policentryczne szyny stabilizują niestabilny staw kolanowy w kierunku bocznym i przyśrodkowym.

Stabilizator posiada w komplecie kliny blokujące zakres ruchomości w zgięciu oraz wyproście. Zastosowanie dodatkowych pasów obwodowych zwiększa stabilność oraz utrzymuje właściwe położenie.

Stabilizator posiada anatomiczny kształt oraz wyprofilowanie w okolicy dołu podkolanowego

Wskazania do stosowania stabilizatora:

- naciągnięcia i naderwania w obrębie więzadeł
- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa
- przeciążenia stawu
- w leczeniu zachowawczym
- po unieruchomieniu w procesie rehabilitacyjnym

ROZMIAR	OBWÓD RZEPKI (cm)	DŁUGOŚĆ (cm)
S	34-36	30
M	36-38	30
L	38-41	30
XL	41-44	30
XXL	44-47	30
REGULACJA KĄTA		
ZGIĘCIE	0, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°	
WYPROST	0°, 20°, 30°, 40°	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL