

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-z-wkladka-boczna-7117-di-p-2249.html>



Stabilizator stawu kolanowego z wkładką boczną 7117 D/I

Numer katalogowy **7117 D/I**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator wykonany z materiału 3-TEX®, posiada: stalki boczne, otwór na rzepkę wraz z U-kształtną boczną lub przyśrodkową wkładką, taśmy dociągowe, stabilizujące wkładkę wraz z rzepką, zapinane na velcro.

Zastosowanie:

podwichnięcia rzepki, zapobieganie nawrotom dysfunkcji rzepki, po zabiegach chirurgicznych dotyczących rzepki.

Pakowanie: D-prawy / I-lewy.

Długość: 35 cm.

Kolor: czarny.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL

TYP: lewy , prawy