

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-ze-stabilizacja-rzepki-k-02-p-7706.html>



## Stabilizator stawu kolanowego ze stabilizacją rzepki K-02

Numer katalogowy **9934**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- centralnie umieszczony otwór na rzepkę wzmocniony ochoronną prowadnicą
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza obciążenie stawu kolanowego, bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł
- nie krępuje ruchów przy zachowaniu pełnej amplitudy ruchu kolana

#### **Dostępne rozmiary (obwód wokół rzepki w pozycji stojącej):**

**S** 33,5-36,0 **M** 36,0-38,5 **L** 38,5-43,5 **XL** 43,5-51,0 **XXL** 51,0-55,0

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL