

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-kolanowego-ze-stalkami-bocznymi-61197119-p-2250.html>



Stabilizator stawu kolanowego ze stawkami bocznymi 6119/7119

Numer katalogowy **6119/7119**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Stabilizator kolana wykonany z materiału 3-TEX®, posiada: silikonowy pierścień stabilizujący rzepkę, stalki boczne, taśmy owijane dookoła uda i podudzia, które pozwalają na dopasowanie stabilizatora w szerokim zakresie rozmiarowym oraz płynną regulację siły przylegania stavek bocznych do kończyny, okolica dołu podkolanowego jest otwarta.

Zastosowanie:

pooperacyjnie, dzięki swojej budowie stabilizator może być zastosowany wtedy gdy potrzebne jest szybkie zakładanie, różny stopień ucisku, w zależności od aktualnej aktywności fizycznej (np. sport, praca, zmienny stopień obciążenia) niestabilność rzepki, zmiany zwyrodnieniowe stawu, zaburzenia zwartości stawu, choroby reumatyczne.

Działanie:

poprawa zwartości stawu, lekka stabilizacja boczna, dobre podparcie rzepki, w czasie ruchu pierścień silikonowy wywołuje mikro-masaż okolicy rzepki przyczyniając się do zmniejszenia obrzęku oraz wspomaga jego wchłanianie.

Długość: 28 cm.

Kolor: 6119(beż) / 7119(czarny).

rozmiar uniwersalny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: beżowy , czarny