

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-łokciowego-p-1858.html>

Stabilizator stawu łokciowego



Numer katalogowy **PHAF01**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stabilizator stawu łokciowego marki Qmed pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw łokciowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu łokciowego.

CECHY PRODUKTU

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu łokciowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu łokciowego (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 28	29 - 32

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL