

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-nadgarstkowego-p-1589.html>



## Stabilizator stawu nadgarstkowego

Numer katalogowy **TGO-C SN 402**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Stabilizator stawu nadgarstkowego** wykonany jest z przewiewnego materiału z perforacją oraz lekkiej, aluminiowej szyny wzmacniającej i stabilizującej staw nadgarstkowy od strony dłoniowej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia ściśle przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie.

### Wskazania do stosowania stabilizatora:

- zapalenie pochewki ścięgna
- syndrom kanału nadgarstka
- zwyrodnienie stawu nadgarstkowego
- skręcenia i zwichnięcia
- artropatia przeciążeniowa
- po zdjęciu opatrunku gipsowego

ROZMIAR	OBWÓD NADGARSTKA (cm)
S	15-17
M	17-19
L	19-21
XL	21-23
XXL	23-25

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL