

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-nadgarstkowego-z-ujeciem-kciuka-p-1590.html>



## Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka

Numer katalogowy **TGO-C SN-K 403**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Stabilizator stawu nadgarstkowego z ujęciem kciuka** wykonany jest z przewiewnego materiału z perforacją oraz z aluminiowych szyn stabilizujących staw nadgarstkowy od strony dłoniowej oraz kciuk od strony bocznej. Wykorzystanie obwodowych taśm dociągowych zapewnia ściśle przyleganie stabilizatora oraz pewne unieruchomienie.

### Wskazania do stosowania stabilizatora:

- syndrom kanału nadgarstka
- zwyrodnienie stawu nadgarstkowego
- złamania kości nadgarstka i kciuka
- opadanie porażenne ręki
- skręcenia i zwichnięcia
- po zdjęciu opatrunku gipsowego

ROZMIAR	OBWÓD NADGARSTKA (cm)
S	15-17
M	17-19
L	19-21
XL	21-23
XXL	23-25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL