

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:42

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-1004-p-7523.html>



Stabilizator stawu skokowego - 1004

Numer katalogowy **1004**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1004 Stabilizator stawu skokowego.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Zapięcia z tyłu ułatwiają zakładanie i zdejmowanie stabilizatora. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, szczególnie, gdy staw skokowy jest osłabiony.

Numer katalogowy: 1004.

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego):

S 15,6cm - 20,6cm

M 21,0cm - 25,7cm

L 26,0cm - 30,8cm

XL 31,1cm - 35,9cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL