

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-est-082-p-2321.html>



Stabilizator stawu skokowego EST-082

Numer katalogowy **EST-082**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Dwułuskowy stabilizator stawu skokowego wyłożony od wewnętrznej strony wkładkami z żelom przeznaczony do terapii zimnem lub ciepłem, wkładki idealnie dopasowują się do budowy anatomicznej ciała. Szttywniki są zapinane dwoma taśmami dociągowymi typu velcro unieruchamiającymi boczno-przyśrodkowo oraz stabilizującymi staw skokowo-piszczelowy w płaszczyźnie strzałkowej. Wkładki w celu oziębienia powinny być trzymane 2 godziny w lodówce przed użyciem (lub krócej w zamrażarce).

Zastosowanie:

Tendonitis, terapia zimnem przy skręceniach stawu skokowego, po operacjach więzadeł stawu skokowego.

Kolor:czarny.

rozmiar uniwersalny.