

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-est-082-p-2321.html>



## Stabilizator stawu skokowego EST-082

Numer katalogowy

**EST-082**

Producent

**Orliman**

### Opis produktu

Dwułuskowy stabilizator stawu skokowego wyłożony od wewnętrznej strony wkładkami z żelem przeznaczony do terapii zimnem lub ciepłem, wkładki idealnie dopasowują się do budowy anatomicznej ciała. Szttywniki są zapinane dwoma taśmami dociągowymi typu velcro unieruchamiającymi boczno-przyśrodkowo oraz stabilizującymi staw skokowo-piszczelowy w płaszczyźnie strzałkowej. Wkładki w celu oziębienia powinny być trzymane 2 godziny w lodówce przed użyciem (lub krócej w zamrażarce).

#### **Zastosowanie:**

Tendonitis, terapia zimnem przy skręceniach stawu skokowego, po operacjach więzadeł stawu skokowego.

**Kolor:**czarny.

rozmiar uniwersalny.