

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-p-1836.html>



Stabilizator stawu skokowego

Numer katalogowy **PHAI01**

Producent **Qmed**

Opis produktu

ZASTOSOWANIE

Stabilizator stawu skokowego marki Qmed pharma nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw skokowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu skokowego.

CECHY PRODUKTU

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu skokowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu skokowego (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL