

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-levamed-stabili-tri-p-7885.html>



Stabilizator stawu skokowego Levamed stabilizator

Numer katalogowy **9795**

Producent **Medi**

Opis produktu

Modułowa orteza o potrójnym działaniu, do stosowania jako zabezpieczenie funkcjonalne w urazach stawu skokowego

Korzyści produktu

- możliwość znacznego odsunięcia przedniego języka zapewnia komfort podczas zakładania i zdejmowania ortezy.
- język blokujący kość skokową z przekładanymi na skos sznurowadłami pozwala na elastyczne dostosowanie nacisku i łatwe ułożenie dzięki funkcji zatraskiwania w haczykach – sznurowadła szybko i niezawodnie zatraskują się w haczykach.
- przyśrodkowa pozycja elementu stabilizującego chroni kontuzjowaną boczną stronę stopy i gwarantuje wysoki komfort noszenia.

Sposób działania

- modułowa konstrukcja wspomagająca funkcjonalne leczenie
- możliwość dostosowania do trzech faz gojenia – w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego przebiegu terapeutycznego i mobilizacji pacjenta
- język do blokady kości skokowej zmniejsza przesunięcie do przodu kości stawu skokowego
- środkowy element stabilizujący zapewnia oparcie i zmniejsza naprężenia po bocznej stronie stopy
- pas stabilizujący stopę w delikatnej pronacji wspiera proces gojenia
- dzianina poprawia propriocepcję, dzięki czemu ma miejsce szybsze wchłanianie krwiaków i obrzęków

Wskazania

- skręcenie stawu skokowego (od II do III stopnia)

-
- przewlekła niestabilność stawu skokowo-goleniowego i skokowo-piętowego
 - jako zabezpieczenie po operacji aparatu więzadłowego stawu skokowego

Rozmiar

obwód kostki (cm)	17 - 21	21 - 24	24 - 27	27 - 30
rozmiar	I	II	III	IV
numer artykułu	K.012.301	K.012.302	K.012.303	K.012.304

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV

Kolor: niebieski / lazurowy

TYP: lewy , prawy