

Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 21:16

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-s-01-p-7700.html>



Stabilizator stawu skokowego S-01

Numer katalogowy	9928
Producent	Neox

Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza obciążenie ścięgna Achillesa, bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- zapewnia wzmocnienie słabym i przeciążonym stawom skokowym
- zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł
- nie krępuje ruchów dzięki otworom na piętę oraz palce

Dostępne rozmiary (obwód wokół kostki):

S 15,5-20,5 **M** 21,0-25,5 **L** 26,0-30,5 **XL** 31,5-35,5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL