

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-typu-bucik-sznurowany-p-1689.html>



Stabilizator stawu skokowego typu "Bucik", sznurowany

Numer katalogowy	SP-105G
Producent	Special

Opis produktu

Stabilizator stawu skokowego typu "Bucik", sznurowany. Wykonany z bardzo wytrzymałej, lekkiej i przewiewnej tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie
- Zapewnia ochronę i odciążenie stawu
- Doskonały przy doleczaniu skręceń 2 i 3 stopnia
- Redukuje ryzyko powstawania nowych i odświeżania zastarzałych kontuzji.

Dzięki otworowi na piętę oraz palce zapewnia komfort użytkowania oraz dobre przyleganie do stawu maksymalizując jego wzmocnienie. Dzięki systemowi sznurowań zakładanie nawet przy dużych bólach spowodowanych urazem nie stanowi trudności. Dzięki zastosowaniu systemu trzech elastycznych taśm dociskowych umożliwi dopasowanie stabilizacji do indywidualnych potrzeb.

Rozmiary:

(Mierzyć: obwód wokół kostki) - uniwersalny na prawą lub lewą nogę

XS: 16,5-18cm,
S: 18,0-20,0cm,
M: 19,0-23,0cm,
L: 21,5-27,0cm,
XL: 25,5-32,0cm

Sposób konserwacji:

Myć ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania:

Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żylakowości, cukrzycy, słabego krążenia, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS