

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 11:51

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-wzmocniony-bucik-4206-p-7529.html>



Stabilizator stawu skokowego "wzmocniony bucik" - 4206

Numer katalogowy **4206**

Producent **Oppo**

Opis produktu

4206 Stabilizator stawu skokowego "wzmocniony bucik".

Stabilizator posiada unikalny system sznurowanych, nylonowych taśm unieruchamiających piętę. Lekka i wytrzymała, oddychająca tkanina zwiększa komfort i pozwala ciepłu i wilgoci wydostać się na zewnątrz. Zalecany podczas rehabilitacji pourazowej stawu skokowego oraz stopy, na przykład po skręceniu, po zdjęciu gipsu.

Numer katalogowy: 4206.

Rozmiar (rozmiar buta):

S 40 - 42

M 43 - 45

L 46 - 48

XL 49 - 51.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL