
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:23

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-dociągaczami-1103-p-7527.html>



Stabilizator stawu skokowego z dociągaczami - 1103

Numer katalogowy	1103
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1103 Stabilizator stawu skokowego z dociągaczami.

Stabilizator wykonany jest z oddychającego Coolprenu, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Elastyczne opaski dociągające zapewniają dodatkowe wzmocnienie stawu. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia.

Numer katalogowy: 1103.

Rozmiar: uniwersalny.