

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:12

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-dociągaczami-1103-p-7527.html>



## Stabilizator stawu skokowego z dociągaczami - 1103

Numer katalogowy	<b>1103</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Oppo</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### **1103 Stabilizator stawu skokowego z dociągaczami.**

Stabilizator wykonany jest z oddychającego Coolprenu, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Elastyczne opaski dociągające zapewniają dodatkowe wzmocnienie stawu. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia.

**Numer katalogowy:** 1103.

**Rozmiar:** uniwersalny.