

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-dociagaczem-1003-p-7524.html>



Stabilizator stawu skokowego z dociągaczem - 1003

Numer katalogowy **1003**

Producent **Oppo**

Opis produktu

1003 Stabilizator stawu skokowego z dociągaczem.

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Elastyczna opaska dociągająca zapewnia dodatkowe wzmocnienie stawu. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, w celu jej przyspieszenia.

Numer katalogowy: 1003.

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego):

S 15,6cm - 20,6cm

M 21,0cm - 25,7cm

L 26,0cm - 30,8cm

XL 31,1cm - 35,9cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL