

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-dociagaczem-2003-p-7520.html>



Stabilizator stawu skokowego z dociągaczem - 2003

Numer katalogowy	2003
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

2003 Stabilizator stawu skokowego z dociągaczem.

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką. Elastyczna opaska zapewnia dodatkowe wzmocnienie stawu. Stabilizator wzmacnia staw skokowy, działa profilaktycznie chroniąc go przed urazami, szczególnie gdy staw jest osłabiony. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej.

Numer katalogowy: 2003.

Rozmiar (obwód wokół stawu skokowego):

S 15,6cm - 21,0cm

M 21,6cm - 26,0cm

L 26,7cm - 31,1cm

XL 31,8cm - 36,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL