

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-dociagaczem-i-wzmocnieniami-1008-p-7525.html>



## Stabilizator stawu skokowego z dociągaczem i wzmocnieniami - 1008

Numer katalogowy **1008**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1008 Stabilizator stawu skokowego z dociągaczem i wzmocnieniami.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną**, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Wzmocnienia boczne oraz elastyczna opaska zapewniają dodatkową doskonałą stabilizację stawu. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, na przykład po skręceniu stawu skokowego lub po zdjęciu opatrunku gipsowego, w celu jej przyspieszenia.

**Kolor:** beżowy, czarny.

**Numer katalogowy:** 1008.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu skokowego):

**S** 15,6cm - 20,6cm

**M** 21,0cm - 25,7cm

**L** 26,0cm - 30,8cm

**XL** 31,1cm - 35,9cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**Kolor:** beżowy , czarny