

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-regulacja-konta-zgięcia-4104-a-p-2311.html>



## Stabilizator stawu skokowego z regulacja konta zgięcia 4104-A

Numer katalogowy **4104-A**

Producent **Orliman**

### Opis produktu

Stabilizator stawu kolanowego wykonany z neoprenu o grubości 5 mm, posiada: policentryczne szyny boczne, otwór na rzepkę, dopinany na velcro element stabilizujący rzepkę, taśmy dociągowe, rozcięcie z przodu rękawa do podstawy rzepki oraz na podudziu, otwory w dole podkolanowym celem lepszego odprowadzania ciepła i wilgoci. Orteza posiada zmodyfikowaną szynę, która pozwala na ograniczenia kąta zgięcia w zakresie 0, 30, 60, 90 stopni.

#### Zastosowanie:

Arthrosis, Arthritis, niestabilności więzadłowe, pourazowo, pooperacyjnie, proces rehabilitacji.

#### Działanie:

ucisk, izolacja cieplna, stabilizacja boczno-przyśrodkowa oraz rzepki, przynosi ulgę w dolegliwościach bólowych, łatwy w zakładaniu dzięki rozcięciu na udzie i na łydce.

**Długość:**34 cm.

**Kolor:**4104-A(granat) / 5104-A(beż).

#### Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	XS/1	S/2	M/3	L/4	XL/5	XXL/6
Obwód kolana na wysokości rzepki (cm)	32-34	34-36	36-38	38-41	41-44	44-49

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XS , XXL

**Kolor:** beżowy , granatowy