

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-regulacja-s-02-p-7701.html>



## Stabilizator stawu skokowego z regulacją S-02

Numer katalogowy **9929**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza obciążenie ścięgna Achillesa, bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- zapewnia wzmocnienie słabym i przeciążonym stawom skokowym
- zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł
- nie krępuje ruchów dzięki otworom na piętę oraz palce
- podwójne zapięcie rzepowe umożliwia regulację siły docisku