

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-silikonowa-wkladka-2409-p-7519.html>



## Stabilizator stawu skokowego z silikonową wkładką - 2409

Numer katalogowy **2409**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **2409 Stabilizator stawu skokowego z silikonową wkładką.**

Stabilizator wykonany jest z rozciągliwego w 4 strony spandexu z bawełnianą wyściółką. Silikonowa wkładka zapewnia dodatkowe wzmocnienie stawu, nie krępując przy tym jego ruchowości. Stabilizator zapewnia kompresję, przyspiesza rehabilitację, ogrzewa staw. Zalecany jako środek profilaktyczny, chroniący staw skokowy przed urazami, szczególnie gdy ten jest osłabiony. Pomocny również podczas rehabilitacji pourazowej, w przypadku lekkich skręceń, przyspiesza powrót do pełnego zdrowia. Pomocny jest również podczas rehabilitacji pourazowej.

**Numer katalogowy:** 2409.

**Rozmiar**(obwód wokół stawu skokowego):

**S** 15,6cm - 21,0cm

**M** 21,6cm - 26,0cm

**L** 26,7cm - 31,1cm

**XL** 31,8cm - 36,2cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL