

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-szynami-elastycznymi-s-03-p-7702.html>



## Stabilizator stawu skokowego z szynami elastycznymi S-03

Numer katalogowy **9930**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- wzmocnienia boczne – podwójne elastyczne szyny
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza obciążenie ścięgna Achillesa, bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- zapewnia wzmocnienie słabym i przeciążonym stawom skokowym
- zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł
- nie krępuje ruchów dzięki otworom na piętę oraz palce
- podwójne zapięcie rzepowe umożliwia dopasowanie siły docisku
- system trzech elastycznych taśm obwojowych umożliwia stabilizacji do indywidualnych potrzeb

### Dostępne rozmiary (obwód wokół kostki):

S 15,5-20,5 M 21,0-25,5 L 26,0-30,5 XL 31,5-35,5

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL