

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-usztywnieniami-s-04-p-7703.html>



## Stabilizator stawu skokowego z usztywnieniami S-04

Numer katalogowy **9931**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- usztywnienia boczne – podwójne łupki o profilu anatomicznym z tworzywa sztucznego
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza obciążenie ścięgna Achillesa, bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- zapewnia wzmocnienie słabym i przeciążonym stawom skokowym
- zapewnia ochronę i odciążenie stawu skokowego poprzez wygodny ucisk i stabilizację więzadeł
- nie krępuje ruchów dzięki otworom na piętę oraz palce
- system taśm obwojowych oraz regulacji zapięcia umożliwia dopasowanie siły docisku i stabilizacji do indywidualnych potrzeb

### Dostępne rozmiary (obwód wokół kostki):

S-M 15,0-25,0 L-XL 25,0-35,0

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L-XL , S-M