

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-stawu-skokowego-z-wkladka-silikonowa-1409-p-7526.html>



## Stabilizator stawu skokowego z wkładką silikonową - 1409

Numer katalogowy **1409**

Producent **Oppo**

### Opis produktu

#### **1409 Stabilizator stawu skokowego z wkładką silikonową.**

Stabilizator wykonany jest z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszycyego bawełną**, wzmacnia i ogrzewa staw, poprawia krążenie krwi. Zapewnia terapeutyczne ciepło, co skutkuje zmniejszeniem dolegliwości bólowych. Silikonowa wkładka dodatkowo stabilizuje staw nie ograniczając jego ruchowości. Zalecany jako środek prewencyjny, chroniący przed urazami, a także podczas rehabilitacji pourazowej, na przykład po skręceniu stawu skokowego lub po zdjęciu opatrunku gipsowego, w celu jej przyspieszenia.

**Kolor:** beżowy, czarny.

**Numer katalogowy:** 1409.

**Rozmiar** (obwód wokół stawu skokowego):

**S** 15,6cm - 20,6cm

**M** 21,0cm - 25,7cm

**L** 26,0cm - 30,8cm

**XL** 31,1cm - 35,9cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**Kolor:** beżowy , czarny