

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-uda-1040-p-7568.html>



Stabilizator uda - 1040

Numer katalogowy	1040
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

1040 Stabilizator uda.

Wykonany z **oddychającego, perforowanego Breathprenu podszytego bawełną**, stabilizator ogrzewa udo, poprawia krążenie krwi, a także stabilizuje i chroni przed urazami. Zalecany przy schorzeniach ścięgien i mięśni, a także jako ochrona przed urazami.

Numer katalogowy: 1040.

Rozmiar(obwód w połowie uda):

S 45,1cm - 50,8cm

M 51,4cm - 57,2cm

L 57,8cm - 62,2cm

XL 62,9cm - 68,9cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL