

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 14:32

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-uda-os6801-p-2540.html>



Stabilizator uda OS6801

Numer katalogowy **OS6801**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Opaska jest wykonana z oddychającej dzianiny, która utkana jest z elastycznej, wysoce silnej a zarazem miękkiej nici, dzięki swoim właściwościom zapewnia wysoki komfort noszenia bezszwowa konstrukcja oznacza, iż opaska nie będzie powodowała otarć oraz nieprzyjemnych odcisnięć ciała.

Zalecenia:

profilaktyka naciągnięć mięśnia czworogłowego uda, mięśni przywodzących udo, grupy kulszowo-goleniowej, zapalenie ścięgien wsparcie, stabilizacja i ochrona dla sportowców, do pracy.

Działanie:

stabilizacja oraz kompresja.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	S/1	M/2	L/3
Obwód w najszerszym miejscu uda (cm)	45-49	49-54	54-61

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S