

---

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizator-uda-u-01-p-7726.html>



## Stabilizator uda U-01

Numer katalogowy	<b>9954</b>
------------------	-------------

Producent	<b>Neox</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

- wykonany z termoaktywnego neoprenu
- pomaga uzyskać naturalną, pożądaną temperaturę ciała, dogłębnie rozgrzewając układ stawowo-mięśniowy i więzadłowy
- zmniejsza bóle związane z obrzękami, zdrtwieniami, przy przemęczeniu i nadwyżeniu mięśni uda

#### **Dostępne rozmiary (obwód uda):**

**S** 45,0 – 50,0 **M** 50,0 – 57,0 **L** 57,0 – 62,9 **XL** 62,0 – 68 **XXL** 68,0 – 73,0

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL