

Dane aktualne na dzień: 11-04-2026 11:29

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizatory-palcow-podwojne-mocowanie-4280-p-7601.html>

Stabilizatory palców - podwójne mocowanie - 4280



Numer katalogowy	4280
------------------	-------------

Producent	Oppo
-----------	-------------

Opis produktu

4280 Stabilizatory palców - podwójne mocowanie.

Znajdują zastosowanie przy pęknięciach paliczka dalszego oraz urazach stawu międzypaliczkowego dalszego. Miękka wyściółka zapobiega nadmiernemu poceniu się, a ponadto zwiększa komfort przy długotrwałym użytkowaniu stabilizatora. Utrzymują stawy międzypaliczkowe w pozycji wyprostowanej.

Numer katalogowy: 4280.

Rozmiar: S M L.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S