

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizujaca-orteza-nadgarstka-eb-n-02-p-2269.html>

Stabilizująca orteza nadgarstka EB-N-02



Numer katalogowy	EB-N-02
Producent	Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu nadgarstkowego wykonana z ProFit - dwuwarstwowej tkaniny, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny - tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ortezę wyposażono w anatomicznie wyprofilowaną szynę dłoniową usztywniającą nadgarstek, szynę grzbietową oraz taśmę velcro pozwalającą na idealne dopasowanie wyrobu do kończyny.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałetek ścięgniastych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

Właściwości

1. Stabilizuje staw promieniowo nadgarstkowy, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki.
2. Wskazania, ustawienie szyny, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy