

Link do produktu: <https://akmed.pl/stabilizujaca-orteza-stawu-skokowego-z-pelotami-silikonowymi-eb-ss-p-2202.html>

Stabilizująca orteza stawu skokowego z pelotami silikonowymi EB-SS



Numer katalogowy

EB-SS

Producent

Reh4Mat

Opis produktu

Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu skokowego wykonana z surowca ProFit, wyposażona w elastyczną taśmę dociągową VELCRO. ProFit – jest to dwuwarstwowa dzianina, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandexu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku.

Właściwości

Stabilizuje staw skokowy i stęp poprzez utrzymywanie stabilnej temperatury i elastyczny ucisk łagodzi dolegliwości bólowe, ma działanie zmniejszające obrzęki, ułatwia wchłanianie wysięków i krwiaków. Umożliwia szybszy powrót do pracy zawodowej lub treningów. Skuteczność działania uzależniona jest od stosowanego obuwia – wskazane obuwie sportowe typu adidas, obuwie do turystyki kwalifikowanej, specjalistyczne obuwie sportowe. Wskazania i zasady stosowania określa lekarz prowadzący.

Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu skokowego tj. skręcenia
- w późniejszym doleczeniu po przebytych złamaniach
- w niestabilności stawu skokowego
- w zmianach zwyrodnieniowych stawu skokowego
- profilaktycznie podczas aktywności fizycznej

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy, prawy

Rozmiar: L, M, S, XL