
Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 15:41

Link do produktu: <https://akmed.pl/standardowe-lozko-rehabilitacyjne-1035-p-1414.html>

Standardowe łóżko rehabilitacyjne 1035



Numer katalogowy

1035

Producent

Vermeiren

Opis produktu

Standardowe łóżko rehabilitacyjne.

- Leże trzysegmentowe,
- regulacja zagłówka na sprężynie hydraulicznej,
- regulacja podnóżka , skokowa manualna,
- barierki,
- wysięgnik,