
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/stetoskop-rossmax-eb100-p-6175.html>



Stetoskop ROSSMAX EB100

Numer katalogowy **ROSSMAX EB100**

Producent **ROSSMAX**

Opis produktu

- Stetoskop z pojedynczą głowicą
- Zastosowanie: do ciśnieniomierzy mechanicznych, pielęgniarstwa, anestezyjologiczny
- Membrana do odsłuchiwania wysokich drgań akustycznych
- Membrana zabezpieczona obwódką
- Dwa kolory do wyboru - granatowy lub czarny
- Przewód bez lateksu
- 2 Lata gwarancji