
Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://akmed.pl/stetoskop-rossmax-eb500-p-6176.html>

Stetoskop ROSSMAX EB500



Numer katalogowy	ROSSMAX EB500
Producent	ROSSMAX

Opis produktu

- Stetoskop z podwójną głowicą
- Rappaport
- Doskonała czułość akustyczna
- Uniwersalny - 5w1
- Membrana do odsłuchiwania wysokich i niskich częstotliwości
- Wymienna głowica - dla dzieci i dorosłych
- Zastrzeżona konstrukcja mechanizmu zaworowego
- Przewód bez lateksu
- 2 Lata gwarancji