

---

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 21:18

Link do produktu: <https://akmed.pl/stojak-do-kroplówek-na-kółkach-p-3680.html>



## Stojak do kroplówek na kółkach

Numer katalogowy **W0305001001**

Producent **Thuasne**

### Opis produktu

#### **Stojak do kroplówek na kółkach**

Niezbędny do perfuzji (kroplówek).

Ref. W0305 001 001

Maksymalne obciążenie / na hak 16 kg/ 4 kg

Maksymalna wysokość 2,40 m

Średnica podstawy Ø 54 cm