

Link do produktu: <https://akmed.pl/stol-do-masazu-sissel-basic-portable-massage-p-4834.html>

Stół do masażu SISSEL Basic Portable Massage



Numer katalogowy	92360117
Producent	Sissel
Nr katalogowy	300.100

Opis produktu

SISSEL Basic Portable Massage Table –przenośny stół do masażu o regulowanej wysokości.

Składany stół do masażu to niezbędne narzędzie każdego masażyście lub fizjoterapeuty. Jego niska waga, wygodne uchwyty oraz prosty i szybki montaż umożliwiają przeprowadzenie zabiegów w dowolnym miejscu, również w niewielkich pomieszczeniach. Pozwala to na dotarcie do większej ilości klientów oraz elastyczność pracy.

Wygoda i relaks

Stół zapewnia maksymalną wygodę pacjentów dzięki grubym, miękkim poduszkom, o zaokrąglonych brzegach, charakteryzujących się wysoką wytrzymałością i odpornością na odkształcanie. Są one wykonane z dwóch trwale połączonych warstw – zewnętrznej z pianki miękkiej i elastycznej (dla większej wygody) i wewnętrznej z pianki o wysokiej gęstości (dla większej stabilności).

Poduszki pokryte są łatwym do higienizacji i przyjemnym w dotyku tworzywem w kolorze niebieskim, przypominającego w dotyku naturalną skórę. Dodatkowo stół wyposażony został w przykrywany otwór pozwalający na swobodne oddychanie podczas zabiegów w pozycji leżącej na brzuchu. Idealny sposób na relaks i zdrowie.

Łatwy w użytkowaniu

Sissel Basic Portable Massage Table gwarantuje również wysoki komfort pracy. Regulowana wysokość stołu ułatwia dopasowanie go do potrzeb masażyście oraz zapobiega nadmiernemu nadwyrężaniu kręgosłupa i bólom pleców.

Po złożeniu stół jest niewielki, łatwy do przenoszenia i składania dzięki uchwytnym oraz transportu i przechowywania. Jego rozłożenie jest proste i nie zajmuje wiele czasu.

Bezpieczeństwo

Stół jest w pełni bezpieczny w użytkowaniu. Jego drewniany stelaż, wyposażony w podwójne blokady, chroni przed niespodziewanym złożeniem i gwarantuje stabilność podczas przeprowadzania zabiegów.

- Składany stół o regulowanej wysokości.
- Bezpieczny stelaż wykonany z drewna bukowego.

-
- W zestawie znajduje się torba do transportu i przechowywania.
 - Wymiary po rozłożeniu: dł. 186 cm x szer. 62 cm, wysokość regulowana: 59-86 cm
 - Waga: ok. 13,5 kg (waga bez torby).
 - Grubość poduszek: ok. 5 cm
 - Maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne: ok. 220 kg
 - Możliwość montażu dodatkowego wyposażenia - podglówka i oparcia na ręce (nie są dostępne w komplecie).