

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:14

Link do produktu: <https://akmed.pl/stolik-nad-lozko-at51020-ca201-p-6357.html>

## Stolik nad łóżko - AT51020 (CA201)



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Numer katalogowy | <b>AT51020 (CA201)</b> |
|------------------|------------------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Producent | <b>Antar</b> |
|-----------|--------------|

### Opis produktu

#### **AT51020 (CA201) Stolik nad łóżko**

Stolik przeznaczony jest dla osób starszych i chorych pozostających w łóżku. Służy do spożywania posiłków, pisania, czytania. Wysokość stolika jest regulowana.

**Waga:** 7,1 kg

**Długość blatu:** 54 cm

**Szerokość blatu:** 40cm

**Wysokość minimalna:** 75 cm

**Wysokość maksymalna:** 128 cm

**Maksymalne obciążenie blatu:** 5 kg

**Odległość między podnóżkami:** 40cm