

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/stolik-nad-lozko-at51020-ca201-p-6357.html>

Stolik nad łożko - AT51020 (CA201)



Numer katalogowy	AT51020 (CA201)
------------------	------------------------

Producent	Antar
-----------	--------------

Opis produktu

AT51020 (CA201) Stolik nad łożko

Stolik przeznaczony jest dla osób starszych i chorych pozostających w łożku. Służy do spożywania posiłków, pisania, czytania. Wysokość stolika jest regulowana.

Waga: 7,1 kg

Długość blatu: 54 cm

Szerokość blatu: 40cm

Wysokość minimalna: 75 cm

Wysokość maksymalna: 128 cm

Maksymalne obciążenie blatu: 5 kg

Odległość między podnóżkami: 40cm