

Link do produktu: <https://akmed.pl/stolik-nad-lozko-z-obracanym-blatem-at51021-ca202-p-6358.html>



Stolik nad łóżko z obracanim blatem - AT51021 (CA202)

Numer katalogowy **AT51021 (CA202)**

Producent **Antar**

Opis produktu

AT51021 (CA202) stolik nad łóżko z obracanim blatem.

Stolik jest przeznaczony dla osób starszych i chorych leżących w łóżku. Posiada solidną konstrukcję, regulowaną wysokość. Błat stolika składa się z dwóch części: stałej i obracanej, dzięki czemu można go dostosować do indywidualnych potrzeb. Służy do spożywania posiłków i dodatkowo umożliwia wykonywanie takich czynności jak na przykład pisanie bądź czytanie. Ponadto, wyrób posiada dodatkowe listwy, które zapobiegają zsuwaniu się posiłków i przedmiotów. Stolik jest wyposażony w 4 kółka z hamulcami.

Parametry:

Masa wyrobu: 9.2 kg

Długość całkowita blatu: 82 cm

Długość części obracanej blatu: 60 cm

Szerokość blatu: 38 cm

Wysokość minimalna: 75 cm

Wysokość maksymalna: 118 cm

Dopuszczalne obciążenie blatu: 5 kg