
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:28

Link do produktu: <https://akmed.pl/stolik-przylozkowy-classic-p-3684.html>

Stolik przyłóżkowy Classic



| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | W0300001001 |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------|----------------|
| Producent | Thuasne |
|-----------|----------------|

Opis produktu

Standardowy stolik przyłóżkowy

- Nachylenie blatu stolika jest regulowane np. do pozycji umożliwiającej czytanie.
- Regulowana wysokość i kierunek.

Ref. W0300 001 001

Wysokość 70 do 110 cm

Taca (długość x szerokość) 60 x 40 cm