
Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 19:30

Link do produktu: <https://akmed.pl/stolik-przylozkowy-z-regulowana-wysokoscia-p-3685.html>

Stolik przyłóżkowy z regulowaną wysokością



Numer katalogowy	W0310001001
------------------	--------------------

Producent	Thuasne
-----------	----------------

Opis produktu

Stolik przyłóżkowy z regulowaną wysokością

- Regulacja wysokości nie wymaga wysiłku.
- Cztery kółka, wszystkie wyposażone w hamulec.

Ref. W0310 001 001

Wysokość 70 do 110 cm

Taca (długość x szerokość) 80 x 40 cm