
Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:19

Link do produktu: <https://akmed.pl/stolik-przylozkowy-z-regulowana-wysokoscia-p-3685.html>

Stolik przyłóżkowy z regulowaną wysokością



| | |
|------------------|--------------------|
| Numer katalogowy | W0310001001 |
|------------------|--------------------|

| | |
|-----------|----------------|
| Producent | Thuasne |
|-----------|----------------|

Opis produktu

Stolik przyłóżkowy z regulowaną wysokością

- Regulacja wysokości nie wymaga wysiłku.
- Cztery kółka, wszystkie wyposażone w hamulec.

Ref. W0310 001 001

Wysokość 70 do 110 cm

Taca (długość x szerokość) 80 x 40 cm