

Link do produktu: <https://akmed.pl/super-duet-inhalator-baby-i-rozgrzewajacy-jednorozec-sanity-p-7136.html>



Super duet Inhalator BABY i rozgrzewający JEDNOROŻEC SANITY

Numer katalogowy	6973
Producent	Sanity

Opis produktu

PROFESSIONAL & FRIENDLY

Zaprojektowany specjalnie dla dzieci

Inhalator Baby to profesjonalny wyrób medyczny przeznaczony do terapii inhalacyjnych dzieci już od pierwszego miesiąca życia.

W zestawie z Inhalatorem Baby otrzymujesz sympatycznego Jednorożca, który jest idealnym towarzyszem dla dzieci. Z pewnością stanie się Waszym ulubieńcem. Ogrzany w kuchenke mikrofalowej daje przyjemne ciepło przez długi czas. Można z nim spać, pocieszy w trudnych momentach, zawsze można się do niego przytulić.

Wypełniony jest naturalną mieszanką ziaren i ziół i pachnie kojącą lawendą. Może być ogrzewany z mocą 800W przez 90 sekund w kuchenke mikrofalowej. Dzięki wyjmowanemu wypełnieniu, może być prany ręcznie lub w pralce w maksymalnie 30 ° C.

Super duet składający się z inhalatora Baby i termoforu w formie ogrzewającego Jednorożca to propozycja szczególnie dedykowana rodzicom niemowlaków potrzebujących specjalnej terapii i pielęgnacji.


Wysokiej jakości inhalator Baby umożliwi podanie leku już u dzieci od 1 miesiąca życia.

Atestowane materiały z których wykonane zostały oba produkty gwarantują skuteczną, higieniczną i przede wszystkim bezpieczną kurację w warunkach domowych.

Stosowany w schorzeniach takich jak: infekcja górnych dróg oddechowych, przeziębienie, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, alergie, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, zapalenie płuc i nawracające zapalenia płuc, rozedma płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), bronchit, nadciśnienie tętnicze płuc, nieżyt oskrzeli, zapalenie tchawicy, zapalenie krtani, ostre i przewlekłe zapalenie nosa, gardła i zatok przynosowych, powiększone migdałki. Przeznaczony także dla codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Urządzenie stosuje się do wszystkich rodzajów leków w postaci ciekłej. Jest przeznaczone do prowadzenia terapii wziewnej w

warunkach domowych. Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.



1. Smoczek do inhalacji - Leczenie infekcji górnych dróg oddechowych i przeziębienia
2. Maska dla dziecka - Terapia górnych i dolnych dróg oddechowych
3. Maska dla osoby dorosłej - Terapia górnych i dolnych dróg oddechowych

Zawartość opakowania:

- Nebulizator poj. 5 ml
- Smoczek do inhalacji
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Torba do przechowywania w kształcie króliczka
- Maska dla dziecka i osoby dorosłej
- Długa rurka powietrzna (2m)
- 5 filtrów
- Inhalator kompresorowy z systemem wentylacji