

Link do produktu: <https://akmed.pl/support-stabilizatory-kregoslup-protectabdominal-p-7902.html>



Support stabilizatory kręgosłup protect.Abdominal

Numer katalogowy **9814**

Producent **Medi**

Opis produktu

Komfortowe podparcie dla brzucha i klatki piersiowej

Wskazania

- pooperacyjne leczenie
- po operacji na klatce piersiowej lub brzucha
- pooperacyjny obrzęk
- siniaki na klatce piersiowej
- przy złamanych żebrach
- wsparcie mięśni brzucha
- w celu odciążenia kręgosłupa
- sprzyja gojeniu blizn

Zasada działania

- idealny opatrunek
- ułatwia kontrolę rany i zmiany opatrunku
- zmniejsza napięcie na szwach

Właściwości

- wygodna tkanina wykonane z elastycznej, przylegającej dzianiny
- oddychająca tkanina, delikatna dla skóry
- szersze, bezpieczniejsze i łatwe zapinanie pozwala na dostosowanie kompresji do wskazania

Przeciwwskazania

Dotychczas nie są znane żadne działania niepożądane wywierane na cały organizm. W przypadku zbyt ściśle przylegających sprzętów, np. ortez, w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić miejscowe objawy ucisku lub zwężenia naczyń krwionośnych lub nerwów. Z tego względu w następujących sytuacjach przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem

prowadzącym:

- Schorzenia lub uszkodzenia skóry w obszarze zastosowania, przede wszystkim z objawami zapalenia (nadmierne rozgrzanie, obrzęk lub zaczerwienienie).
- Wrażliwość i zaburzenia perfuzji nóg lub stóp (na przykład w przypadku cukrzycy).

Zastosowanie razem z innymi produktami może być wskazane, należy jednak skonsultować się z lekarzem.

protect.Abdominal support

rozmiar	S	M	L	XL
obwód pasa	75 – 85 cm	85 – 105 cm	105 – 125 cm	125 – 145 cm
numer artykułu	K200A02	K200A03	K200A04	K200A05

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL